

展现内在魅力不凡

Show Inner Charm Is Extraordinary

体现优雅外形美学

Reflect Elegant Appearance Aesthetics



以强大的功能为不同牙科专业领域提供解决方案  
With Powerful Functions For Different Dental Professional Areas To Provide Solutions

多功能主控面板  
Luxury Micro-fiber Environment Leather



副手操作控制系统  
Assistant Operating Control System




铸铝多功能脚踏开关  
Luxury Micro-fiber Environment Leather



4孔LED口腔灯  
4 Inch LED Display Touch Screen



可旋转侧箱  
Removeable Side Box




铸铝箱体  
Cast Aluminum Cabinet



新型痰盂  
Ceramic Spittoon



进口水气管  
Imported Tube



最高椅位 : <700mm  
The Highest Seat Position: <700mm

最低椅位 : >380mm  
Minimum Seat Position: >380mm

### AY-215C5消毒牙椅 - 标准配置

[ AY-215C5 Premium version ] Disinfection Dental Chair - Standard Configuration

精湛技术	SUPERB TECHNOLOGY	工匠精神	CRAFTSMAN SPIRIT	高质保证	HIGH QUALITY ASSURANCE
24V直流电动椅	24V Dc Motor	下挂式器械盘	Down Mounted Instrument Tray	可旋转侧箱	Rotating Cabinet
机椅互锁	Chair With Itself Lock Function	九个记忆椅位	9 Memories	漱口水加热系统	Water Heater System
机椅联动补偿椅位	Synchronized	一键吐痰位	Keypress Function For Spitting	可拆卸新型痰盂	Detachable Movable Spittoon
安全急停开关	Urgency Safety Switch On/off	强吸唾器	Strong Suction Tube	铸铝箱体	Cast Aluminum Cabinet
8孔LED口腔灯	8 Inch LED Display Touch Screen	弱吸唾器	Weak Suction Tube	带气锁装置器械盘	Air Brake Instrument Tray
多功能脚踏开关	Multifunctional Foot Controller	操作状态显示屏	Operation Status Display		
配备精良	WELL EQUIPPED	优化体验	OPTIMIZE THE EXPERIENCE		
豪华超纤环保皮	Luxury Micro-fiber Environment Leather	净水系统	Water purification system		
三用枪(助手架)冷水/热水	3-way Syringe(Assistant) Hot Water	副手操作控制系统	Assistant Operating Control System		
一键水、电、气总开关	Control Box With Main Switch(Water/Electric/Air)	第三代椅架补偿系统	The 4rd Integral Chair Frame With Grately Improved Synchroni zed Funct		
		冲痰供水定量给水设置系统	Auto Spittoon Flush And Cup Filler Control System		

### 全新定义 品质新高度

一流的企业是标准的制定者,站在全球的视野,  
我们时刻都在以超前的理念定义品质的新高度。

佛山市 安业医疗器械科技有限公司

Foshan ANYE Medical Apparatus Technology CO.,LTD

国内 : +(86) 757-8100 6902

售后 : +(86) 757-8100 6904

传真/Fax : +(86) 757-8100 6922

邮编P.C: 528225

外贸/Export department : +(86) 757-8100 6901

外贸邮箱/Export department mail : sales1@anyeyl.cn sales2@anyeyl.cn

中国安业医疗官方网站/Websites : www.anyeyl.cn http://anye-company.en.made-in-china.com

广东省佛山市南海区狮山镇穆院管理处“大岗岗”  
"Da Dang Gang" Management Office Muyuan Shishan Town,Nanhai District,Foshan City,Guangdong Province, China

2023年08月编印

安业 (佛山) 医疗器械科技有限公司, 版权所有。

图片仅供参考,以实物为准。

All products subject to the practicality,the pictures just for rference

本公司保留不予以事先通知而进行产品改良之权利。

Our company reserves the right to make any improvement on product design without advace notice



# ANYE®

安业医疗

AY-215-C5  
安业牙科综合治疗机

消毒牙椅  
Disinfection Dental Chair



杀菌消毒 智能设计 快速杀菌 消毒温和 管道消毒



# AY-215 C5

消毒牙椅  
Disinfection Dental Chair

牙科综合治疗机 Professional Dental Unit



## 舒适 Comfortable

有序的空间、协调的动作，人体工程设计改善了患者和医生在牙科椅上每一分钟的体验。  
Ordered spaces, coordinated movements, and ergonomic design improve the patient and physician's experience of every minute in the dental chair.

## 科技 Technology

集成新一代设备、器械、控制和应用，以及LED显示控制面板，高效完成临床治疗工作。  
Integrated new generation equipment, instruments, controls and applications, as well as led display control panel, effectively complete clinical treatment work.

## 全面 Comprehensive

出色的性能与美感，个性化配件和丰富的功能体验，满足针对不同患者的多种治疗需求。  
Excellent performance and beauty, personalized accessories and rich functional experience, to meet a variety of treatment needs.

## 安全 Safety

全水路管道消毒、有效消除水中微生物、快速去除细菌生物膜。  
The whole water pipeline is disinfected, effectively eliminates microorganisms in water, and quickly remove bacterial biofilm.

## 全自动一键消毒系统

Automatic One Button Disinfection System



### 全水路管道消毒

26分钟水路管道快速消毒  
Disinfection Of All Water Tube  
26 minutes rapid disinfection of water tube



### 消除水中微生物

杀死管内浮游细菌  
Eliminate Microorganisms In Water  
Kill planktonic bacteria in the tube



### 消除细菌生物膜

冲走管壁的生物膜  
Eliminate Bacterial Biofilms  
Washes away the biofilm on the tube wall



## 智慧之作

安业数控系统

### 技术可靠

Reliable technology

有效消除水路管道的有害细菌。  
Effectively eliminate harmful bacteria in water tube

### 效率高效

Good efficiency

规定时间内进行数次消毒循环。  
Perform several disinfection cycles within the specified time.

### 使用安全

Safe to use

消毒完成后可设置自动关机。  
Automatic shutdown can be set after disinfection is complete.




## 安业牙椅 • 消毒过程示意图

Anye dental chair | disinfection process



● 新型痰盂安装消毒配件  
New type spittoon installation disinfection accessories



● 手机、三用枪、洁牙机插入消毒配件专用位置  
Insert the handpiece into the special position for disinfection accessories



● 消毒液按照标准稀释  
The disinfectant is diluted according to the standard



● 加入消毒水后按下一键消毒按钮  
After adding the disinfectant, press the one-button disinfection button



● 打开工具盘手机水调节阀  
Open the handpiece water regulating valve of the instrument tray



● 加入消毒水  
Water tank gas switch is on

## 医用诊疗水 • 消除管道污染问题

Medical diagnosis and treatment water Eliminate the problem of pipeline pollution

