

展现内在魅力不凡

Show Inner Charm Is Extraordinary

体现优雅外形美学

Reflect Elegant Appearance Aesthetics

国际品牌飞利浦LED光源

阴影更少,光区光照更均匀,寿命更长

专为口腔科而设计的双色光源(4个白光发光二极管(LED),4个白光发光二极管(带滤片))专用口腔灯,它具有投射角度大,高照度(从<8.000到>30.000可调),红外感应开关或者轻触开关控制无级调光,色温选择(5000K±10%),光斑符合口腔手术所需的长方形光斑。照度可准确获得最佳照明参数。



轻松定位



- 灯头移动灵活自如,可满足不同用户的各种临床需求,无论是坐立还是站立
- 超长灯臂可为各类临床外科治疗提供最佳的照明支持
- 灯头采用三轴运动设计模式,可轻松进行定位
- 安装模式:治疗台一体式安装。



AY-215B5消毒牙椅 - 标准配置

[AY-215B5] Disinfection Dental Chair - Standard Configuration

精湛技术	SUPERB TECHNOLOGY	工匠精神	CRAFTSMAN SPIRIT	高质保证	HIGH QUALITY ASSURANCE
24V直流电动椅	24V Dc Motor	下挂式器械盘	Down Mounted Instrument Tray	可旋转侧箱	Rotating Cabinet
机椅互锁	Chair With Self Lock Function	九个记忆椅位	9 Memories	新型痰盂	Ceramic Spitton
机椅联动补偿椅位	Synchronized	一键吐痰位	Keypress Function For Spitting	漱口水加热系统	Water Heater System
安全急停开关	Urgency Safety Switch On/off	强吸唾器	Strong Suction Tube	可拆卸新型痰盂	Detachable Movable Spitton
8孔LED口腔灯	8 Inch LED Display Touch Screen	弱吸唾器	Weak Suction Tube	铸铝箱体	Cast Aluminum Cabinet
多功能脚踏开关	Multifunctional Foot Controller	操作状态显示屏	Operation Status Display	带气锁装置器械盘	Air Brake Instrument Tray
配备精良	WELL EQUIPPED	优化体验	OPTIMIZE THE EXPERIENCE		
豪华超纤环保皮	Luxury Micro-fiber Environment Leather	净水系统	Water purification system		
三用枪(助手架)冷水/热水	3-way Syringe(Assistant) Cold/Hot Water	副手操作控制系统	Assistant Operating Control System		
水源单向阀(防回流功能)	Water One-way Valve (Anti-backflow Function)	第四代椅架补偿系统	The 4th Integral Chair Frame With Greatly Improved Synchronized Function		
一键水、电、气总开关	Control Box With Main Switch(Water/Electric/Air)	冲痰供水定量给水设置系统	Auto Spitton Flush And Cup Filler Control System		

全新定义 品质新高度

一流的企业是标准的制定者,站在全球的视野,
我们时刻都在以超前的理念定义品质的新高度。

佛山市

安业医疗

Foshan ANYE Medical Apparatus Technology CO.,LTD

国内 : +(86) 757-8100 6902

售后 : +(86) 757-8100 6904

传真/Fax : +(86) 757-8100 6922

邮编P.C: 528225

▼

外贸/Export department : +(86) 757-8100 6901

外贸邮箱/Export department mail : sales@anye.com sales2@anye.com

中国安业医疗官方网站/Websites : www.anye.com http://anye-company.en.made-in-china.com



CE
0598
Lotus NL.B.V
Koninklijk Julianaplein 10, 1e Verf, 2595AA,
The Hague, Netherlands



AY-215-B5
消毒牙椅
Disinfection Dental Chair

安业牙科综合治疗机

AY-215-B5

牙科综合治疗机 Professional Dental Unit

消毒牙椅
Disinfection Dental Chair



- 舒适** Comfortable 有序的空间、协调的动作，人体工程设计改善了患者和医生在牙科椅上每一分钟的体验。 Ordered spaces, coordinated movements, and ergonomic design improve the patient and physician's experience of every minute in the dental chair.
- 科技** Technology 集成新一代设备、器械、控制和应用，以及LED显示控制面板，高效完成临床治疗工作。 Integrated new generation equipment, instruments, controls and applications, as well as led display control panel, effectively complete clinical treatment work.
- 全面** Comprehensive 出色的性能与美观，个性化配件和丰富的功能体验，满足针对不同患者的多种治疗需求。 Excellent performance and beauty, personalized accessories and rich functional experience, to meet a variety of treatment needs.
- 安全** Safety 全水路管道消毒、有效消除水中微生物、快速去除细菌生物膜。 The whole water pipeline is disinfected, effectively eliminates microorganisms in water, and quickly remove bacterial biofilm.

全自动一键消毒系统
Automatic One Button Disinfection System

- 全水路管道消毒** 26分钟水路管道快速消毒 Disinfection Of All Water Tube 26 minutes rapid disinfection of water tube
- 消除水中微生物** 杀死管内浮游细菌 Eliminate Microorganisms In Water Kill planktonic bacteria in the tube
- 消除细菌生物膜** 冲走管壁的生物膜 Eliminate Bacterial Biofilms Washes away the biofilm on the tube wall



智慧之作 安业数控系统

技术可靠 Reliable technology

有效消除水管道的有害细菌 Effectively eliminate harmful bacteria in water tube

效率高效 Good efficiency

规定时间内进行数次消毒循环 Perform several disinfection cycles within the specified time.

使用安全 Safe to use

消毒完成后可设置自动关机 Automatic shutdown can be set after disinfection is complete.

高性价比的智慧之作
Cost-effective smart work

- Doctor Key** 医生键 按键循环切换3个医生工作模式,每个医生3个记忆位,一共9个记忆位
- Spit key** 吐痰位 一键到达吐痰最佳位置
- Set key** 设置键 可设置冲痰、供水,常用椅位设置
- Viewer** 观片灯 一键开启观片灯
- Heating key** 加热键 按下加热键,面板指示灯闪烁,即开始加热

安业牙椅 • 消毒过程示意图
Anye dental chair | disinfection process

- 陶瓷痰盂安装消毒配件 Ceramic spittoon installation disinfection accessories
- 手机插入消毒配件专用位置 Insert the handpiece into the special position for disinfection accessories
- 消毒液按照标准稀释 The disinfectant is diluted according to the standard

- 加入消毒水后按下一键消毒按钮 After adding the disinfectant, press the one-button disinfection button
- 打开工具盘手机水调节阀 Open the handpiece water regulating valve of the Instrument tray
- 加入消毒水 Add disinfectant

故障自检功能
Fault self-check function

Description of self-checking function: It can check the working status of the operating light, water supply, flushing water, heater and viewer. It will display blue normally, and the icon will turn red when there is an abnormality. If the PCB, control box, main control key board, etc. have abnormal communication, the upper right corner will display red, which means the connection fails, which is convenient for troubleshooting.

消毒功能
Disinfection function

It can display the disinfection work status and the required time, making the disinfection clearer.